



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Операционный стол JORG & SOHN Coburg Exaflex 6126 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
В стандартной версии стола нет подголовника, подставки для ног и ходовой системы,
Стол используется для исследований в челюстно-лицевой хирургии, ЛОР, офтальмологии, гинекологии, дерматологии, урологии, микрохирургии и других медицинских отделениях,
Устойчивость стола обеспечивает большая опорная плита (700 x 500 мм) с крышкой из нержавеющей стали,
Столешница (2 части), спинка и подножка из литого алюминия,
Поручни с двух сторон: сиденье, спинка и подножка из нержавеющей стали,
Легко выдвигающийся подголовник,
Металлические элементы стола с порошковым покрытием RAL 9007,
Возможности регулировки:
Регулировка высоты 60-90 см с помощью электромеханического рычага, управляемого ножной педалью,
Вертикальный наклон положения Тренделенбурга (20 °) с помощью газовой пружины,
Регулировка спинки от + 90 ° до -10 ° с помощью газовой пружины,
Регулировка подножки от + 4 ° С до -90 ° с помощью пневматической пружины,
Подставка для ног в комплекте со съемным удлинителем сиденья путем ослабления 2 ручек (гинекологическая модель),
Выдвижной подголовник на 20 см (зажимной механизм),
Гинекологический вариант:
Без подставки для ног и удлинителя сиденья (цена вычитается из таблицы),
Поддон для сбора капель,
Захваты для ног с зажимами,
Дополнительные опции (платно):
Подголовник
Подставка для ног,
Система опорных колес,
Антистатическая обивка,
Двойная толщина обивки,
Комплект расширения до 55 см, включая обивку,
На фото видны дополнительные столовые принадлежности (платно),
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,



