



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Операционный стол JORG & SOHN Coburg Exaflex 6115 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Переносной многофункциональный хирургический стол для общего использования в больницах и поликлиниках,
Стандартный вариант стола без подголовника и подставки для ног,
Он также подходит для использования в военных целях из-за относительно небольшого веса и простоты разборки. Стол можно разобрать и упаковать в два алюминиевых ящика,
Стол в стандартной комплектации оснащен направляющими из хромоникелевой стали с обеих сторон сиденья, спинки и подставки для ног.
Стол покрыт антистатической, моющейся обивкой, устойчивой ко всем видам дезинфицирующих средств и не впитывающей жидкости, в том числе кровь,
Регулировка высоты с помощью рычага гидравлического насоса,
Регулировка спинки с помощью газовой пружины,
Боковой наклон стола и положения Тренделенбург и Анти-Тренделенбург с помощью кривошипно-шатунного механизма,
Тарелки стола из радиопрозрачного полиамидного материала,
Подвижное основание из нержавеющей стали с четырьмя двойными антистатическими колесами (Ø100 мм) и центральным тормозом,
Стол можно оснастить рентгеновской кассетой,
Дополнительные опции (платно):
Подголовник,
Раздельная подножка,
Подножка разрезная, сломана в области колен,
Подставка для рук пациента,
Кабель эквипотенциального соединения,
Дополнительные аксессуары для стола (платно),
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

