



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Операционный стол JORG & SOHN Coburg Exaflex 6115 (Produkt nowy)

Новый,  
Немецкое производство,  
Переносной многофункциональный хирургический стол для общего использования в больницах и поликлиниках,  
Стандартный вариант стола без подголовника и подставки для ног,  
Он также подходит для использования в военных целях из-за относительно небольшого веса и простоты разборки. Стол можно разобрать и упаковать в два алюминиевых ящика,  
Стол в стандартной комплектации оснащен направляющими из хромоникелевой стали с обеих сторон сиденья, спинки и подставки для ног.  
Стол покрыт антистатической, моющейся обивкой, устойчивой ко всем видам дезинфицирующих средств и не впитывающей жидкости, в том числе кровь,  
Регулировка высоты с помощью рычага гидравлического насоса,  
Регулировка спинки с помощью газовой пружины,  
Боковой наклон стола и положения Тренделенбург и Анти-Тренделенбург с помощью кривошипно-шатунного механизма,  
Тарелки стола из радиопрозрачного полиамидного материала,  
Подвижное основание из нержавеющей стали с четырьмя двойными антистатическими колесами (Ø100 мм) и центральным тормозом,  
Стол можно оснастить рентгеновской кассетой,  
Дополнительные опции (платно):  
Подголовник,  
Раздельная подножка,  
Подножка разрезная, сломана в области колен,  
Подставка для рук пациента,  
Кабель эквипотенциального соединения,  
Дополнительные аксессуары для стола (платно),  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия 24 месяца,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

