



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wideo - Procesor obrazu i źródło światła OLYMPUS OTV-SI (Rekondycjonowany (używany))

Подержанное, идеальное состояние,
Японское производство,
Источник питания: 230 В,
Частота: 50-60 Гц,
Мощность: 250 ВА,
Адаптирован для гибких и жестких эндоскопов,
Фольгированная, тактильная панель управления,
Освещение: галогенная лампа 15В 150Вт 2шт.
Возможность переключения лампы (в случае горения) с А на В,
Ручная регулировка яркости,
Включено:
Клавиатура OLYMPUS,
Кабель BNC,
Кабель S-VIDEO,
Шнур питания,
Размер: 29,5 x 44 x 17 см
Руководство на английском языке (формат pdf),
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

