



источник света UNILITE (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Немецкое производство,
Адаптирован для гибких эндоскопов,
Источник питания 230 В,
Частота 50-60 Гц,
Мощность: 250 ВА,
Освещение: галогенная лампа 15В 150Вт (Osram 64634),
Ручная 3-точечная регулировка яркости изображения,
Встроенный воздушный насос,
Размер: 27,5 x 33 x 10 см
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

