



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Криохирургический аппарат - портативный морозильный карандаш CL-FP-02 (Produkt nowy)

Новый,
Бельгийское производство,
Морозильник производится клинкойб,
Это инновационное устройство, повышающее общее улучшение качества обработки за счет прямого нанесения окиси азота с температурой -89 °C, проникает в 1 мм в течение 5 секунд на максимальную глубину 5 мм,
Простота использования является стимулом для семейных врачей, эстетической медицины и педиатров,
Freezpen предлагает безстрессовое лечение с быстро видимыми улучшениями,
Высокая точность заморозки уменьшает повреждение здоровой кожи, сводя к минимуму дискомфорт для пациентов,
Эффективный результат, полученный благодаря первой обработке, благодаря высокому давлению препарата Freezpen, достигающему более глубокого проникновения,
Камера имеет успокаивающую форму ручки, преимуществом является оптимальная безопасность при минимальном дискомфорте и отсутствии побочных эффектов,
Очень экономична для дешевых криогенных капсул, которые могут лечить до 12 пациентов,
В камере используются картриджи весом 8 граммов,
Устройство является оптимальным решением для лечения:
сосочки,
поножовщина,
гемангиомы,
маркеры кожи,
роговицы и все другие мягкие кожные заболевания.
Аппарат включает в себя:
2 аппликатора:
1 аппликатор с синей кодировкой (для лечения повреждений диаметром 1-3 мм)
1 аппликатор с белой кодировкой (для лечения повреждений диаметром 2-6 мм)
Инструкции по применению,
Пинцет для вставки фильтра.
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

