



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Rynolaryngofiberoskop OLYMPUS ENF P3 (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Японское производство,
Камера имеет 4 слепых зоны,
Направление обзора: вид вперед,
Наружный диаметр наконечника: 3,6 мм,
Рабочая длина: 260 мм,
Максимальный угол изгиба наконечника эндоскопа вверх и вниз: 130о/130о
Максимальный угол поля зрения: 85о,
В комплект входит оригинальный чемодан с размерами: 42 x 32 x 9 см,
У него есть текущий обзор и технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

