



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Сиденье оператора со спинкой и штатными подлокотниками AKRUS AK 446 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
AK 446 - удобное сиденье оператора с эргономичной формой сиденья,
Регулировка высоты,
Гидравлический домкрат,
Подъем стопы позволяет бесперебойно работать в стерильных условиях,
Мобильная пятипальцевая база с колесами,
Есть настоятель,
Два стандартных поворотных подлокотника,
Габаритные размеры:
Диаметр основания 600 мм,
Колеса диаметром 50 мм,
Регулировка по высоте 530-730 мм,
Диаметр седла 430 x 340 мм,
Толщина сиденья 80 мм,
Максимум. Вес сидящего 135 кг,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

