



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Сиденье оператора со спинкой и штатными подлокотниками AKRUS AK 446 (Produkt nowy)**

Новый,  
Немецкое производство,  
AK 446 - удобное сиденье оператора с эргономичной формой сиденья,  
Регулировка высоты,  
Гидравлический домкрат,  
Подъем стопы позволяет бесперебойно работать в стерильных условиях,  
Мобильная пятипальцевая база с колесами,  
Есть настоятель,  
Два стандартных поворотных подлокотника,  
Габаритные размеры:  
Диаметр основания 600 мм,  
Колеса диаметром 50 мм,  
Регулировка по высоте 530-730 мм,  
Диаметр седла 430 x 340 мм,  
Толщина сиденья 80 мм,  
Максимум. Вес сидящего 135 кг,  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия 24 месяца,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

