



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Кресло оператора АКРУС АК 480 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
230 В или питание от батареи,
Частота 50/60 Гц,
АК 480 - универсальное кресло оператора, обеспечивающее максимальный комфорт хирургу даже во время длительных процедур,
Эргономичное сиденье,
Электрически регулируемая высота,
Ножной переключатель,
Возможность наклона сиденья вперед на 12о,
Цельные колеса,
Откидная спинка перед / зад,
Дополнительные аксессуары:
Сиденье с механическим сдвигом - перед / зад 100 мм,
Подлокотник с регулируемой высотой,
Мультимодульный подлокотник, поворачивающийся во все стороны благодаря шарикоподшипнику,
Мультимодульный подлокотник с возможностью наклона во все стороны благодаря шарикоподшипнику с выдвинутым рычагом,
Подвижная поясничная опора,
Запасной аккумулятор,
Технические характеристики:
Размеры основания: 620 x 680 мм,
Регулировка по высоте 550 x 720 мм,
Сиденье 420 x 420 мм,
Толщина сиденья 80 мм,
Регулировка высоты подлокотника 140-290 мм,
Диаметр колеса 75 мм,
Вес 55 кг,
Максимум. Вес пользователя 250 кг,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

