



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Стол офтальмологический AKRUS AK 106 vario (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Источник питания 230В,
Частота 50/60 Гц,
АК 106 vario - это качественный офтальмологический стол,
Основание из алюминия с порошковым покрытием,
Прочный, устойчивый к царапинам ламинированный верх,
Различные виды столешниц,
На ногах или колесах,
Встроенные две розетки IEC
Технические характеристики:
Размеры основания 400 x 600 мм,
Регулировка высоты стола: 590-890 мм,
Максимальная нагрузка 50 кг,
Масса 39 кг,
Доступные топы:
Столешница 50 x 60 мм,
Столешница 60 x 100 мм,
У-образная столешница 60 x 100 мм,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

