



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Офтальмологический операционный стол AKRUS SC 5010 HS (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Источник питания 230В,
Частота 50/60 Гц,
Мобильный операционный стол, предназначенный, в частности, для...:
ЛОР-хирургия,
Челюстно-лицевая хирургия,
Пластическая хирургия,
Разделенное сиденье - подвижная опора для ног
Электрически регулируемое положение подголовника, спинки, сиденья и подставки для ног,
Каждый элемент регулируется индивидуально,
Регулируемая по высоте - чрезвычайно низкая установка 64-100 см,
Регулировка уровня сидения,
Возможность установки различных эргономичных подголовников,
Мобильный - на 125 мм колесах с тормозами с обеих сторон,
Работа от аккумулятора возможна,
Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров,
Размер:
Длина колесной базы 760 мм,
Ширина колесной базы 580 мм,
Ширина стола плюс 700 мм кронштейн,
Ширина сиденья 590 мм,
Высота спинки с выпрямленной спинкой 1700 мм,
Макс. Длина, спинка горизонтальная 1750 мм,
Макс. Вес пациента 200/300 кг,
Вес (в зависимости от опции) 114 кг,
Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):
Стандартный подголовник,
Подголовник с многогранной шарнирно-сочлененной рамой,
Плоскоголовый,
Сочлененный подлокотник для дополнительного подголовника +30/-50°,
Вешалка для экрана,
Вентилируемая вешалка для экрана,
Подлокотник, регулируемая высота, наклон, на голову шара,
Опора плеча, не регулируемая,
Подставка для капельниц,
Боковые перила,
Футсвитч,
Ножной джойстик 5 сегментов,
Аккумулятор,
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

