



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Офтальмологический операционный стол AKRUS SC 5010 SEK (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Источник питания 230В,
Частота 50/60 Гц,
Мобильный операционный стол, предназначенный, в частности, для...:
Ортопедия,
Общая хирургия,
Дерматология,
Пластическая хирургия,
Съемные подлокотники,
Две независимые брекет для ног,
Электрическая регулировка высоты от 680 до 980 мм,
Ручная складная спинка,
Электрическая регулировка сиденья от 0° до 20°,
Работа от аккумулятора возможна,
Мобильный - на 125 мм колесах с тормозами с обеих сторон,
Прозрачные элементы в модели таблицы AKRUS: SC 5010 SEK:
Сегмент с расщепленными ногами,
Стол для хирургии рук,
Плечевой сегмент,
Размер:
Длина колесной базы (спинки) 760 мм,
Ширина колесной базы 580 мм,
Ширина 700 мм,
Ширина сиденья 590 мм,
Высота спинки с прямой спинкой 1440 мм,
Макс. Длина, спинка горизонтальная 1960 мм,
Макс. Вес пациента 135/250 кг,
Вес (в зависимости от опции) 95 кг,
Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):
Стандартный подголовник,
Подголовник с многогранной шарнирно-сочлененной рамой,
Двойной стабилизатор головы,
Скользкий подголовник, плоский,
Вешалка для экрана,
Вентилируемая вешалка для экрана,
Коленный зажим,
Электрическая коленная пряжка,
Подставки для ног Гепеля (пара),
Поддерживает руку в боковом или брюшном положении,
Подлокотник,
Опора плеча для локтевой хирургии,
Поддерживаю руку для операции на руке,
Спина или стабилизатор груди в боковом положении,
Подставка для капельниц,
Боковые перила,
Футсвитч,
Аккумулятор,
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

