



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Стол ларингологический операционный AKRUS SC 5010 SEK (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Источник питания 230V,
Частота 50/60 Гц,
Мобильный операционный стол разработан, среди прочего Вниз:
Ортопедия,
Общая хирургия,
Дерматология,
Пластическая хирургия,
Съемные опоры для рук,
Две независимые опоры для ног,
Электрическая регулировка высоты от 680 до 980 мм,
Складывающаяся ручная спинка,
Электрическая регулировка сиденья от 0 ° до 20 °,
Возможность работы от аккумулятора,
Мобильный - на 125 мм колесах с тормозами с двух сторон,
Светопрозрачные элементы в модели стола AKRUS: SC 5010 SEK:
Разделенный сегмент стопы,
Стол для хирургии кисти,
Плечевой сегмент
Габаритные размеры:
Длина колесной базы (спинки) 760 мм,
Ширина колесной базы 580 мм,
Ширина 700 мм,
Ширина сиденья 590 мм,
Высота спинки с вертикальной спинкой 1440 мм,
Максимум. Длина, горизонтальная спинка 1960 мм,
Максимум. Вес пациента 135/250 кг,
Масса (в зависимости от опции) 95 кг,
Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):
Стандартный подголовник,
Подголовник с несколькими шарнирами,
Стабилизатор с двойной головкой,
Подголовник выдвижной, плоский,
Вешалка для экрана,
Вентилируемая вешалка для экрана,
Коленный зажим,
Электрический коленный бандаж,
Опоры для ног Goepel (пара),
Опора для рук в положение на боку или на живот,
Подлокотник,
Опора для руки при хирургии локтя
Поддержка руки для хирургии кисти,
Поддержка спины или груди в боковом положении,
Подставка для капель,
Боковая обвязка,
Ножной переключатель,
Аккумулятор,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,



ARTIKEL BAKORNAS DO-KALUS UC 803-80	
Handgrip dengan 2 jari  Order No. 100-0000	Handgrip dengan 3 jari atau 4 jari  Order No. 100-0000
Handgrip dengan 5 jari  Order No. 100-0000	Handgrip dengan 6 jari  Order No. 100-0000
Handgrip dengan 7 jari  Order No. 100-0000	Handgrip dengan 8 jari  Order No. 100-0000
Handgrip dengan 9 jari  Order No. 100-0000	Handgrip dengan 10 jari  Order No. 100-0000
Handgrip dengan 11 jari  Order No. 100-0000	Handgrip dengan 12 jari  Order No. 100-0000
Handgrip dengan 13 jari  Order No. 100-0000	Handgrip dengan 14 jari  Order No. 100-0000
Handgrip dengan 15 jari  Order No. 100-0000	Handgrip dengan 16 jari  Order No. 100-0000