



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



FANOS 01 Таблица диагностического тестирования (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Он имеет стабильную стальную конструкцию, покрытую порошковой краской,
Стол оснащен механизмом подъема колонн, который компенсирует смещение столешницы при регулировке высоты,
В стандартной комплектации стол имеет кровать из фанеры, состоящую из двух частей, с отверстием для лица и пробкой в подголовнике,
Регулировка высоты стола осуществляется с помощью электропривода, управляемого с помощью ручного пульта дистанционного управления,
Регулировка угла наклона подголовника вручную с помощью газонаполненного амортизатора,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Подлокотники,
Вешалка для бумаги,
Управление кадрами,
Футбольный пилот,
Технические данные:
Длина: 200 см,
Ширина 65/70/80 см,
Высота: 50-90 см,
Регулируемый угол наклона подголовника: от - 70° до 40°,
Вес 88 кг,
Максимальная нагрузка: 220 кг,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические и электрические аксессуары 12 месяцев,

