



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Таблица диагностического тестирования URBAN (электрическая) (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Он имеет стабильную стальную конструкцию, покрытую порошковой краской,
Профессиональный стол для хиропрактики, остеопатии, мануальной терапии и медицинского массажа,
Модель предлагаемого стола имеет функции, необходимые для проведения терапии у стройных, страдающих ожирением людей, а также у беременных женщин,
Преимуществом стола является возможность подъема поясничной и грудной частей по отдельности или вместе для женщин, страдающих ожирением или беременных,
Важной функцией предлагаемой модели является широкий спектр регулировок подголовника. Современное решение регулировки положения вверх и вниз с регулировкой угла наклона позволяет удобно расположить пациентку с маленькой и большой грудью, а женщину с большой грудью,
Регулировка ширины элементов подголовника поможет настроить параметры в соответствии с формой лица. Широкий диапазон регулировок позволяет пациенту чувствовать себя комфортно независимо от того, являются ли они стройными или тучными,
Прочная конструкция стола обеспечивает максимальную стабильность при работе с пациентом, а используемые решения и функции, а также бесшумная и плавная работа гарантируют максимальный комфорт для персонала и пациента,
Регулировка высоты стола осуществляется с помощью электропривода, управляемого с помощью ручного пульта дистанционного управления,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Бумажная вешалка,
Управление кадрами,
Футбольный пилот,
Касторовая система,
Технические данные:
Длина: 195 см,
Ширина 65/70/80 см,
Высота: 48-100 см,
Регулируемый угол наклона подголовника: от -30° до 30°,
Регулируемая высота подголовника: 26 см,
Шаг подголовника: от 6 до 12 см,
Регулируемый угол наклона спинки: от 0° до 15°,
Регулировка угла центральной части: от 0° до 25°,
Вес 93 кг,
Максимальная нагрузка: 160 кг,
Источник питания: Напряжение: 230 В/50-60 Гц, мощность: макс. 160 Вт, класс защиты: II, корпус: IP54,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические и электрические аксессуары 12 месяцев,

