



## Эстетический газовый монитор DRAGER PM 8050 (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,

Немецкое производство,

Источник питания: 230 В,

Частота: 50-60 Гц,

Питание: 80 ВА,

Он имеет жидкокристаллический дисплей с регулировкой яркости,

Фольгированная панель управления,

Меню устройства на английском языке,

Четкое и простое в использовании меню,

Оснащены следующими модулями:

SPO2 - не входит в комплект (может быть дооснащен),

TEMP - не входит в комплект (может быть дооснащен),

O2 - не входит в комплект (может быть дооснащен),

SPIRO - не входит в комплект (может быть дооснащен),

Аппарат производит измерения анестезирующих газов: DES, ENF, HAL, ISO, SEV также: O2 и N2O, CO2,

На мониторе установлен улавливатель воды DRAGERWaterLock и новый кислородный датчик,

У него есть входы: RS 232 C, шина мониторинга, аналоговый выход,

Акустические и визуальные сигналы тревоги,

Размер монитора: 42,5 x 33 x 19,5 см,

Руководство пользователя на английском языке (формат pdf),

У него есть действующий Технический паспорт,

Гарантия:

6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,

1 месяц на международный рынок,

Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

