



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



RODENSTOCK PRO 1000 Эво офтальмологический блок (Produkt nowy)

Новые функции

Немецкое производство,

OPHTHALMIC UNIT PRO 1000 EVO оснащен новыми функциями:

Электрическая регулировка высоты стола устройства,

Электромагнитный настольный тормоз,

230 V питания,

Макс. энергопотребление 280 В.А.,

Раздвижной стол для двух устройств,

Линейно регулируемая рука foroptera,

Предварительно подготовленный для устройств Rodenstock,

Светодиодное освещение (12V),

Электрически наклоненный стул,

Высота колонны проектора около 170 см,

Высота стола 87 см,

Регулировка высоты сиденья в диапазоне 44-53 см,

Регулируемая высота стола в диапазоне 82-92 см,

Максимальная грузоподъемность около 120 кг,

Устройство оснащено следующими розетками:

2x розетка (230V),

1x RS-232

1x 5-контактный (6V / 12V),

1x LAN,

1x USB 2.0,

Он выдал действительный технический паспорт,

12-месячная гарантия,

Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

