



ЭКГ ФУКУДА КАРДИСУНЫ АЛЬФА 1000 (Rekondycjonowany (używany))

Подержанный, хорошее техническое состояние,
Японское производство,
Источник питания: 230 В,
Частота: 50/60 Гц,
Питание: 30 ВА,
Портативный,
3 канала,
Встроенная бумага для принтера шириной 60 мм,
Скорость записи: 25/50 мм/сек,
Включено:
Кабель ЭКГ ФУКУДА КП-313 10-проводный,
Возможность дооснащения электродами с зажимами ECC и присосками EPP (за дополнительную плату),
Размер: 27,5 x 20,5 x 7 см,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

