



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Хирургическое млекопитающее НОУБАГ Вакусон 60 (Produkt nowy)

Новый сайт
Швейцарское производство
Преимущества VACUSON 60 Mammal 60:
Экономичный благодаря отличному соотношению цены и качества,
Точная и плавно регулируемая мощность всасывания,
Прочная, надежная и проверенная технология,
Низкий уровень шума и вибрации,
Двухпоршневой насос без масла,
Мотор всасывающего насоса Vacuson 60 приводит в действие два поршня, создавая вакуум, который обеспечивает производительность 60 литров в минуту,
Vacuson 60 предназначен для отсасывания и удаления жидкостей и интраоперационного содержимого с регулируемой силой всасывания, что позволяет приспособить устройство к потребностям лечения,
В присоске есть манометр для управления настройками,
Поршневая технология, применяемая у млекопитающих Vacuson 60, позволяет получать высокие параметры вакуума при давлении до 0,9 бар и работать в течение многих лет без снижения параметров,
Благодаря своим преимуществам, устройства могут использоваться как в небольших, так и в очень больших процедурах,
Vacuson 40 оборудован системой автоматического перелива,
Стандартное оборудование:
Блок управления VACUSON 60 (манометр 0-1 бар, вакуумный регулятор, 2 держателя для банок, 2 розетки: для ножного выключателя ON/OFF, шнур питания, всасывающая труба с набором соединительных кабелей и одноразовым бактериальным фильтром),
Педальный выключатель Вкл/Выкл,
Одноразовый бактериальный фильтр (10 шт.),
Кабель питания (5 м),
Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):
Банки различной емкости,
тележка для млекопитающих "STAND" (2 полки)
тележка для млекопитающих "SANICAR" (3 полки),
Технические данные:
Расход воздуха до 60 л/мин,
Вакуум: - 0,9 бар при 686 мм рт.ст,
Потребление энергии 250 Вт,
Источник питания 115/230 В, 50-60 Гц,
Размеры 290 x 280 x 360 мм,
Вес нетто 12 кг,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

