



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Легкий вентилятор DRAGER RESPICARE VV (Rekondukcjonowany (używany))

Используемое, очень хорошее техническое состояние,
Французское производство,

Мощность: 230 В,

DC: от 12 до 36 В,

Частота: 50-60 Гц,

Мощность: 70 В.А.,

Простой в использовании; простая эксплуатация, низкий уровень шума,

Только 5 кнопок для регулировки всех параметров,

Жидкокристаллическое отображение (с энергосберегающим режимом ожидания), которое показывает все параметры, включая кривые и штрих-коды,

Блокировка клавиатуры для предотвращения случайных изменений,

Работает в любом положении,

Режимы вентиляции: IPPV IPPV (S) IPPV (P) давление плато SIMV Ech,

Текущий объем: от 0,1 до 1,6 литра,

Объем минуты: от 3 до 25 л/мин.,

Частота: от 8 до 50 циклов/ мин; в режиме IPPV (P) от 4 до 20 циклов/мин.

Соотношение I/E: 1/1 к 1/3,

Триггерирование: - от 1 до - 3 см H₂O,

Инсп. режим рвс: от 0,4 до 1,5 л/с,

Ech: доступен в режиме IPPV и IPPV (S),

Тревога низкого давления: от 2 до 40 смH₂O,

Сигнализация высокого давления: от 10 до 60 см H₂O,

Обновление программного обеспечения через порт RS 232,

Включены:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ДРАГЕР RESPICARE VV,

Шланг и маска,

Носовое канюэ,

3 запасных фильтра,

Габариты: 240 x 255 x 385 мм,

Вес: около 12 кг,

У него есть действительный технический паспорт.

Гарантия:

6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,

1 месяц для международного рынка,

Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,



