



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



RODENSTOCK R 7 Тестер зрения (Rekondycjonowany (używany))

Используемое, очень хорошее техническое состояние,
Немецкое производство,
Мощность: 230 В,
Частота: 50-60 Гц,
Мощность: 15 Вт,
Предназначен т.ин операторов, электриков и т.д.
Подходит для всех видов держателей очков,
Регулировка угла наклона,
Корректировка левого/правого глаза, бинокль,
5 типов стереоскопических тестов,
Окуляр: 0, 1,0 Д
Регулировка расстояния: 40см, 55см,
Габариты: 18 x 39 x 30/45 см,
Он выдал действительный технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц для международного рынка,
Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

