



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Медицинский монитор BEACON S271P (Produkt nowy)

Новый,
Медицинский цветной монитор для хирургии и эндоскопии,
Функции монитора:
MULTI - Встроенные режимы для отображения нескольких изображений,
ЗАЩИТА - Профессиональное безопасное стекло,
COLOUR - Идеальная цветопередача,
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ - Широкие углы обзора,
BSS - матричная система стабилизации подсветки,
Приложение:
Эндоскопия,
Операционные,
Отделения интенсивной терапии,
Технические данные:
Размер: 27",
Глубина цвета: 1,07 миллиарда,
Резолюция: 1920 x 1080,
Яркость: 700 кд/м²,
Контраст: 1000 : 1,
Углы зрения: 178° по вертикали / 178° по горизонтали,
Сигнальные входы:
ДВИ-Д: 24 булавка,
HD-SDI: BNC,
BNC*3,
RGBS: BNC*4,
BNC,
S-VIDEO: DIN4,
D-Sub 15 булавка,
Оптоволокно: FC (опционально),
Сигнальные выходы:
ДВИ-Д: 24 булавка,
HD-SDI: BNC,
BNC*3,
RGBS: BNC*4,
BNC,
S-VIDEO: DIN4,
Наложение матрицы: Профессиональное безопасное стекло
Сертификаты EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,
У него есть действующий Технический паспорт,
24-месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

