



Диагностическая таблица Medicare Mobile Treatment 2 (SM2450-SEERSMEDICAL) (Продукт новый)

Новый,
Английское производство,
Высота стола регулируется с помощью гидравлического цилиндра,
Регулировка положения спинки вручную с помощью газонаполненного амортизатора,
Стол оснащен большими индивидуально торможёнными колёсами (LIBC),
Конструкция рамы предназначена для лёгкого использования передвижного подъёмника,
Стол в стандартной комплектации оснащён держателем бумаги (6005) и боковыми направляющими (6002),
Каркас с антибактериальным покрытием,
Приводы таблицы TiMotion,
Технические данные:
Общая длина кровати стола: 194 см,
Ширина кровати 65 см из пенопласта,
Безопасная рабочая нагрузка и грузоподъёмность 240 кг (528 фунтов),
Регулировка спинки от -25° до 75°,
Диапазон регулировки высоты стола составляет от 46 до 99 см,
Большие колёса Tente® диаметром 125 мм,
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):
Мягкие боковые рельсы - пара (6002P),
Лобовое отверстие со стопором в бабке (6004),
Опора для верхних конечностей - подлокотник (6006),
Съёмный подголовник - Подушка (6007),
Закрывает защиту основания для длинного основания (6053),
Капельница (6054),
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
Вечная гарантия на раму,
5 лет для гидравлических и электрических цилиндров,
5 лет безусловной гарантии на все детали, за исключением повреждений обивки,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

