



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Сегмент - Приспособление для ног ESCHMANN TA-0301001 (Rekondycjonowany (używany))

Подержанное, идеальное состояние,
Английское производство,
Очень легкая конструкция,
Расстояние между установками: 48,5 см
Максимальная нагрузка: 40 кг,
Габаритные размеры: 56 x 86 x 10 см,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

