



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Офтальмологический инструментарий (версия C) (Rekondycjonowany (używany))

Используемое, очень хорошее техническое состояние,
Они используются для выполнения микрохирургических процедур и операций на глазу,
Набор включает в себя:

4 куса прорези ножей, Двойной косой лезвие под углом 45 °,

2 шт. 1,2 мм,

1 шт. 2,8 мм,

1 кусок 2,65 мм,

1 часть точных инструментов,

4 шт пинцета ,

1 век жнец,

Ножницы

Пластиковая стерилизация жилья

Пластик автоклава с силиконовым ковриком; основание, крышка и коврик перфорированы для проникновения пара,

Внешние габариты: 265 x 160 x 25 мм,

Он выдал действительный технический паспорт,

Гарантия:

6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,

1 месяц для международного рынка,

Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

