



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



СИД ЭМЕЛЕДИРОВАННЫЙ светильник обработки 200 Вт (Стена) (Produkt nowy)

Новое,
Немецкое производство,
Настенный светильник,
Преимущества и особенности лампы:
Он очень хорошо работает в испытательных и лечебных кабинетах,
Свет с высокой контрастностью и низким энергопотреблением,
В головке лампы нет движущихся частей,
Бесцветное освещение и хорошая цветопередача,
Низкое энергопотребление тестового света всего 10-15 Вт,
Длительный срок службы светодиодов не менее 50 000 часов обеспечивает низкие эксплуатационные расходы,
Низкие эксплуатационные расходы и длительный срок службы обеспечивают безопасную эксплуатацию и низкие эксплуатационные расходы,
Корпус из алюминия с порошковым покрытием,
Высокая мобильность и хорошее расположение корпуса лампы,
Едва заметный нагрев головки лампы,
Естественная цветопередача,
3-ступенчатая регулировка яркости,
В комплект поставки входят две автоклавируемые ручки (дополнительные ручки можно заказать в любое время),
Технические данные:
Максимальная интенсивность света (на 1 м): 50 000 лкм,
Интенсивность света: 30 - 100 %,
Рабочее расстояние: 70 - 140 см,
Диаметр светового поля: 14 см,
Цветовая температура: 4 500 K,
Индекс цветопередачи 95 Ra,
Долговечность 50 000 ч,
Диаметр навеса 24 см,
7 светодиодов Светодиоды
Фиксированное фокусное расстояние,
Главное напряжение: 230 V,
Частота 50 - 60 Гц,
Мощность головки лампы 10 ВА,
Вес головки лампы 1 кг,
Общий вес 10 кг,
В комплект поставки входит настенный блок питания с электриком, пружинным рычагом, стрелой и легкой головкой EMALED 200,
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

