



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



СИД ЭМАЛЕДИРОВАННЫЙ светильник 300/300 работа (Двойной) (Produkt nowy)

Новое,
Немецкое производство,
Настенный светильник (с настенным блоком питания и электриком),
Лампа EMALED 300 была разработана для небольших хирургических процедур и операций,
Благодаря своим размерам, гибкости и возможностям установки на стену, он идеально подходит для этих условий,
Навес оснащен 42 светодиодами, которые производят максимальную интенсивность света 100 000lx, что дает диаметр светового поля 15 см и позволяет проводить лечение без теней,
Управление освещением осуществляется с помощью панели на чаше лампы. Производимый свет близок к солнечному спектру около 4500 К,
Индикатор цветопроизведения 96 Ra без подогрева рабочего поля инфракрасным и ультрафиолетовым светом обеспечивает более контрастное и детальное изображение,
Простая сборка лампы в сочетании с легким навесом и маневрированием руками обеспечивает комфортную работу,
Лампа работает очень экономично благодаря длительному сроку службы светодиодов (50 000 часов) и низкому энергопотреблению,
Технические данные:
Диаметр чаши 44 см,
Максимальная интенсивность света 100 000 lx каждый,
Цветовая температура 4 500 K,
Индекс цветопередачи 96 Ra,
Интенсивность освещения 10 - 100%,
Входное напряжение 230 В/24 В,
Рабочее напряжение 24 В постоянного тока,
Фокусное расстояние,
42 светодиода светодиодные,
Вес головки лампы 4 кг,
Вес всей системы 12 кг,
Мощность головки лампы 24 ВА,
Долговечность 50 000 ч,
Рабочее расстояние 70 - 140 см,
Частота 50 - 60 Гц,
Диаметр светового поля 15 - 30 см,
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

