



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Медицинский воздушный цилиндр (AIR) 5 литров (Rekondycjonowany (używany))

Используемое, очень хорошее техническое состояние,
Польское производство,
Вместимость: 5 литров,
Стальной цилиндр,
Вес пустого цилиндра: около 5 кг,
Давление заполнения: 200 бар,
Операционное давление: 300 бар,
Он имеет одобрение и действительную легализацию,
Габариты: диаметр 13 см, рост 55 см,