



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



ФАНОС 02 Таблица диагностического тестирования (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Он характеризуется стабильной стальной конструкцией и механизмом подъема колонн, который компенсирует смещение столешницы при регулировке высоты,
В нем есть кровать из 4-х частей с отверстием для лица и заглушкой в подголовнике,
Регулировка высоты и отдельных частей верха (кроме подголовника) осуществляется с помощью электропривода, управляемого с помощью ручного пульта дистанционного управления.
Стол FANOS 02 имеет широкий выбор регулировок постели для лежачих, кресел, Pivot, Trendelenburg и Anti- Trendelenburg или любой комбинации из четырех сегментов кровати,
Обивку можно бесплатно заказать в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые предоставляются за дополнительную плату,
Стол регулируется с помощью:
Ручной пульт дистанционного управления в стандартной комплектации - для 4-х регулировок
Пульт дистанционного управления - служит для 4 регулировок (за дополнительную плату),
В таблице может быть 2 пульта дистанционного управления, но не должно быть ни одного кадра. В таблице могут быть установлены только два элемента управления одновременно.
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Подлокотники,
Вешалка для бумаги,
Управление кадрами,
Футбольный пилот,
Технические данные:
Длина: 200 см
Ширина на выбор: 65/70/80 см
Высота: 59-99 см
Регулируемый угол наклона подголовника: от -70° до 45° (с газонаполненным амортизатором),
Регулировка угла наклона грудной клетки: от -17° до 70° (с помощью электрического привода),
Регулировка угла перелома поясницы: от -25° до 20° (с помощью электрического привода),
Регулировка угла наклона подножки ноги: от -40° до 25° (с электроприводом),
Тренделенбургское положение: от 0° до 25° (с электроприводом),
Анти-Тренделенбургская позиция: от -17° до 0° (с помощью электрического привода),
снаряжённая масса: 113 кг
Максимальная нагрузка: 200 кг
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические и электрические аксессуары 12 месяцев,

