



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **гинекологическое кресло SELENE (Produkt nowy)**

Новый,  
Польское производство,  
Он имеет три независимых электрических привода, управляемых с помощью ручного пульта дистанционного управления,  
Кресло оснащено набором евро-реек, установленных по бокам сиденья, набором коленных подушек и чашей из нержавеющей стали, расположенной под сиденьем,  
Благодаря встроенным структурным элементам легко поддерживать чистоту и гигиену,  
Обивку можно бесплатно заказать в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые предоставляются за дополнительную плату,  
За дополнительную плату для кресла доступны опции, показанные на рисунке 7:  
Подлокотники (1),  
Съемная подставка для ног (2),  
Вешалка для бумаги (3),  
Вешалка для капельниц (4),  
Инъекционная опора (5) - возможность смены обивки на цвет кресла за дополнительную плату,  
Сноска (6),  
Технические данные:  
Длина: 135 см,  
Ширина: 57 см,  
Высота: 55 - 95 см,  
Регулировка угла наклона спинки: от 0° до 74° (с помощью электрического привода),  
Тренделенбургское положение: от 0° до 19° (с помощью электрического привода),  
Анти-Тренделенбургское положение: от -6° до 0° (с помощью электрического привода),  
Вес в снаряжении: 90 кг,  
Максимальная нагрузка: 200 кг,  
У него есть действующий Технический паспорт,  
Гарантия на строительство 24 месяца,  
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

