



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Зажим для зеркала носа 28 мм (Rekondycjonowany (używany))

Б / у, состояние очень хорошее,
Польское производство,
Изготовлен из нержавеющей стали,
Предназначен для многократного использования,
Возможность стерилизации,
Длина смотрового стекла 28 мм,
№ 0019,

