



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Эндоскопическая камера OLYMPUS OTV-SX2 (Rekondycjonowany (używany))

Подержанное, идеальное состояние,
Японское производство,
Источник питания: 230 В,
Частота: 50-60 Гц,
Питание: 50 ВА,
Тип телевизора: PAL,
Регулируемая насыщенность цвета: красный, синий,
С функцией БАЛАНС,
Отрегулируй диафрагму,
Усиление видео,
Выходы:
Video OUT,
2 x Y/C,
RGB,
X.КОПИ,
СИСТЕМА,
VTR REMONT,
В комплект входит:
Процессор обработки изображений OTV-SX2C,
Головка камеры OLYMPUS OTV-SX2 адаптирована для жестких эндоскопов, помещена в портативный чехол,
Размеры: 29,5 x 38 x 9,5 см,
Вес: 4 кг,
У него есть текущий обзор и технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,



