



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Эндоскопическая камера PENTAX ENDO-VISION 3000 (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Немецкое производство,
Источник питания: 230 В,
Частота: 50-60 Гц,
Мощность: 19 Вт,
Цветовая система PAL / NTSC,
Микрпереключатели для регулировки яркости, усиления и баланса белого,
У него есть розетки:
2 x S- VHS,
Аудио выход,
2 x BNC,
RGB,
Головка камеры IPX7 входит в комплект поставки:
Формат изображения PAL,
Кэт 02,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

