



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Видео - гастроскопы Olympus GIF-2T160 (Rekondycjonowany (używany))

Использованный,

Японское производство,

воздуховод диаметром 3,7 мм для всасывания

Канал диаметром 2,8 мм для аксессуаров эндотерапии

12,6 мм Наружный диаметр зонда.

120° поле зрения.

Имеет вспомогательное отверстие для воды, обеспечивающее постоянную видимость.

Совместимость с CV-180, CV-160, CV-140 и видео-процессором CV-100

Диаметр: 12,6 мм

Рабочая длина: 103 см

Угол (210° вверх, вниз и 90° 100° вправо/влево)

У него есть действующий Технический паспорт,

6-месячная гарантия,

Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

ОБЗОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА

