



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Видео - колоноскоп OLYMPUS Evis Exera PCF-160AL (Rekondycjonowany (używany))

Подержанное, идеальное состояние,
Японское производство,
Направление обзора: вид вперед,
Наружный диаметр: 12 мм,
Наружный диаметр наконечника: 11,5 мм,
Диаметр рабочего канала: 3,2 мм,
Рабочая длина: 1680 мм,
Общая длина: 2000 мм,
В глубине души: 3-100 мм,
Макс. Угол наклона наконечника эндоскопа сгибается вверх и вниз: 180o/180o
Макс. Угол изгиба кончика вправо и влево: 160o/160o,
Максимальный угол поля зрения: 140o,
Полная совместимость с процессорами CV-180/160/140,
Все готово:
Оригинальный чемодан с размерами: 59 x 43 x 16 см,
Клапаны,
Руководство на английском языке,
Кэт 01,
У него есть текущий обзор и технический паспорт,
6-месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

ОБЗОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА

