



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Видео - OLYMPUS Evis Exera дуоденоскоп TJF-160VR (Rekondycjonowany (używany))

Подержанное, идеальное техническое состояние,
Японское производство,
Направление обзора: 5° боковой обзор,
Наружный диаметр: $\varnothing$ 11,3 мм,
Диаметр рабочего канала: 4,2 мм,
Рабочая длина: 1240 мм,
Общая длина: 1550 мм,
В глубине души: 5-60 мм,
Расход воздуха: 25 см³ / с,
Макс. Угол наклона наконечника эндоскопа сгибается вверх и вниз: 120°/90°
Макс. Угол изгиба кончика вправо и влево: 110°/90°,
Максимальный угол поля зрения: 100°,
Руководство пользователя на английском языке (PDF),
У него есть действующий Технический паспорт,
6-месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

ОБЗОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА

