



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



холодоскоп OLYMPUS CHF-P20 (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Японское производство,
У камеры одна слепая зона,
Направление обзора: вид вперед,
Рабочая длина: 38 см,
Наружный диаметр: 4,9 мм,
Диаметр рабочего канала: 2,2 мм
Макс. Угол наклона наконечника эндоскопа сгибается вверх и вниз:
Вверх: 160°,
Вниз: 130°,
Максимальный угол поля зрения: 120°,
В комплект входит оригинальный чемодан с размерами: 59 x 43 x 16 см,
У него есть текущий обзор и технический паспорт,
6-месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

