



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



LCD медицинский монитор STOP3 200902 37 (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Немецкое производство,
Источник питания: 230 В, через 12 В постоянного тока,
Частота: 50/60 Гц,
Мощность: 48 Вт,
Размер изображения: 19".
Разъемы видеовхода: DVI-D,
Размеры: 447 x 387 x 85 мм,
Вес: 8,5 кг,
Кошка 01
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

