



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Шлифовальный станок i-Tronics 5200 Автоматический сканируемый центрскоп T84 (Produkt nowy)

Новые функции
Французское производство,
Функции торгового автомата:
Обработка любого доступного материала,
Обработка граней и «плоских»,
Полировки
Обработка канавок
Край ретрансляции,
Бурения
Ручной режим граненого и паза позиции, как его глубина и ширина меняются,
ВАРИАНТ ПРОСМОТРА КОМАНДЫ,
Функции сканируемого центра:
Механическое сканирование полных кадров и демоленов,
Оптическое сканирование демоленов (линзовая фотография),
Полностью автоматическая блокировка объектива без необходимости выбора оптического агента,
Автоматический режим однофокусных, бифокальных и прогрессивных линз,
Расширенное редактирование формы
ВАРИАНТ ПРОСМОТРА КОМАНДЫ,
Технические параметры торгового автомата:
Экран: 8.4", сенсорный
Диаметр: ширина 575 мм, глубина 440 мм, высота 620 мм,
Вес: 57 кг,
Потребление энергии: 1350 Вт,
Напряжение: 230-115V-50/60 Гц,
Технические параметры сканоцентроскопа:
Экран: 8.4", сенсорный
Диаметры: ширина 325 мм, глубина 550 мм, высота 615 мм,
Вес: 22 кг,
Потребление энергии: 250 Вт,
Напряжение: 230-115V-50/60 Гц,
Установка, обучение включено,
Он выдал действительный технический паспорт,
Гарантия французского производителя - 1 год,
Возможность финансирования: рассрочка, лизинг, кредит

