



Ларингофибероскоп OLYMPUS LF-GP (Rekondycjonowany (używany))

Б / у, в очень хорошем техническом состоянии,
Японское производство,
Направление обзора: вид вперед,
Внешний диаметр: 4,1 мм,
Наружный диаметр наконечника: 3,8 мм,
Диаметр рабочего (всасывающего) канала: 1,5 мм,
Рабочая длина: 600 мм,
Общая длина: 855 мм,
Глубина резкости: 4-50 мм,
Максимальный угол изгиба наконечника эндоскопа вверх и вниз: 120 ° / 120 °,
Максимальный угол обзора: 90 °,
В комплект входит чемодан размером 33 x 9 x 40 см,
Кот 02,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц для международного рынка,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

