



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Хирургическая диатермия ХИРУРГИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ХИРПИЧИ 120 (Produkt nowy)**

Новое,  
Итальянское производство,  
Имеет биполярную электрокоагуляцию с постоянным выбросом энергии,  
Это высокочастотный радиохирургический аппарат, предназначенный для проведения точных монополярных, биполярных и микрохирургических процедур без изменения тканей.  
Он предназначен в основном для лечебных кабинетов, небольших операционных, амбулаторий и эндоскопических лабораторий.  
Устройства оснащены рядом функций, облегчающих работу, таких как: сохранение устройством последних используемых параметров, регулировка громкости сигнала устройства.  
Диаграммы дополнительно отличаются высокой эргономичностью работы: активация устройства может осуществляться с помощью ножных педалей и кнопок на ручке, а управление изменением заданных режимов работы может осуществляться с уровня передней панели или также с помощью кнопок на ручке.  
Он позволяет осуществлять электронное считывание подаваемого питания вместе с контролем рабочих функций микроконтроллером, что гарантирует полную надежность условий работы.  
Программы для диатермии:  
Вырезать гладкий срез,  
Коагуляционный разрез,  
Смешанный с БЛЕНДОМ,  
ФОРЦИРОВАННАЯ коагуляция COAG для силы,  
SOFT COAG мягкая коагуляция (белая) без карбонизации,  
Биполярная коагуляция BIPOLAR COAG,  
Биполярная абляция BIPOLAR ABL,  
Приложение:  
Отоларингология,  
Ветеринарный,  
Сосудистая хирургия,  
Урология,  
Детская хирургия,  
Пластическая хирургия,  
Эндоскопия,  
Пульмонология,  
Нейрохирургия,  
Общие операции,  
Дерматология,  
Гинекология,  
Стоматология,  
Оборудование:  
Ручка многократного использования с кнопками,  
Микрохирургический держатель,  
Набор различных 5 см электродов (10 штук),  
Иглы для микрохирургии / Эпиляции (5 штук),  
Экстроды-маскировка 7 см,  
Шариковый электрод 6 см/4 мм (3 шт.),  
Игольчатый электрод 7 см (3 шт.),  
Кабель для нейтрального электрода,  
Электрод реактивного металла 120x160 мм,  
Одноразовые двухсторонние пассивные электроды (2 шт.),  
Одноразовые нейтральные электроды (2 шт.),  
Водонепроницаемый ножной выключатель,  
Кабель питания 5 м.  
Технические данные:  
Реактивный электрод - F,  
Мощность 115-230 В перем. тока,  
Рабочая частота - 600 кГц,  
Максимальная потребляемая мощность 300 ВА,  
Вес - 6 кг,  
Габариты SxWxG - 370x144x319 мм,  
У него есть действующий Технический паспорт,  
Гарантия 12 месяцев,

