



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna SURTRON FLASH 200 (Produkt nowy)

Новое,
Итальянское производство,
Аппарат предназначен для проведения точных монополярных, биполярных и микрохирургических процедур без изменений в тканях,
Возможность постоянного контроля нейтрального электрода пациента; параметры выходной цепи,
Возможность переключения функций монополярного выхода в держателе электрода, а также подачи питания, позволяет проводить операцию, не отвлекая хирурга от места проведения операции.
Биполярная электрокоагуляция с постоянным выбросом энергии.
Возможности устройства:
Может использоваться для операций с минимальной инвазивностью,
Можно использовать отдельный пассивный электрод,
Запомните последние настройки,
Включение монополярного электрода с помощью ножного переключателя или в держателе,
Цифровая настройка и индикация выходной мощности,
Отрегулируйте интенсивность предупреждающих звуков,
Контроль связи пациента с пассивным электродом,
Отдельные биполярные и монополярные выходы,
Автоматический запуск и остановка для биполярной коагуляции,
Постепенная регулировка мощности,
Регулирует время импульсного излучения радиочастоты (РЧ),
Регулировка интервала импульсного излучения радиочастот (РЧ),
Контролируемый:
Пациент/ Пассивная электродная цепь,
Выходное питание,
Тест внутреннего контроля,
Оборудование:
Ручка многоразового использования с переключателями,
Комплект электродов (10 штук),
Микрохирургические иглы,
Электрод в форме лезвия 7 см,
7 см игольчатый электрод,
Электрод в форме шарика 6 см,
Пассивный электродный провод,
Электрод из реактивной стали,
Одноразовый пассивный электрод,
Одноразовый натуральный электрод,
Водонепроницаемый педальный выключатель,
Кабель питания 2 м,
Приложение:
Отоларингология,
Ветеринарный,
Сосудистая хирургия,
Урология, детская хирургия,
Пластическая хирургия,
в эндоскопии,
Пульмонология,
Нейрохирургия,
Общие операции,
Дерматология,
Гинекология,
Стоматология,
Подiatры,
Технические данные:
Максимальная выходная мощность:
Вырезы - 200 Вт - 250 Ω,
Смешанный срез - 120 Вт - 200 Ω,
Улучшенный срез - 120 Вт - 250 Ω,
Сильная коагуляция - 150 Вт - 150 Ω,
Мягкая коагуляция - 90 Вт - 100 Ω,
Биполярная коагуляция - 80 Вт - 100 Ω,
Рабочая частота - 600 кГц,
Время импульсного излучения радиочастотного излучения - 10 - 990 мс,
Время эмиссии радиочастотного интервала - 1 - 9,
Электрическая схема пациента - F,
Выбор напряжения питания - 115 - 230 В переменного тока,
Номинальная частота - 50 - 60 Гц,
Электрическая входная мощность - 350 ВА,
Вес - 6 кг,
Размеры SxWxD - 370x144x319,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,

