



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Хирургическая диатермия СУРПОПТ ABC (Produkt nowy)

Новое,
Итальянское производство,
SURTRON - это модуль, который можно комбинировать с совместимым электрохирургическим прибором, специфичным для электрохирургических процедур коагуляции с использованием газа аргона, показанным как для открытой хирургии, так и для лапароскопии,
Аргон - инертный газ, который при использовании в сочетании со специфическими высокочастотными коагуляционными токами, генерируемыми электрохирургической установкой, позволяет проводить поверхностную коагуляцию без контакта, ионизируя газовый поток через высокочастотный ток,
Закусочная SURTRON работает таким образом, что соединение с диатемой, обладающей аргоносовместимыми свойствами, позволяет подавать корма как при ручной активации, так и при активации стопы. Подключение к ABC СУРПОПН не исключает использования других диатермных функций, ведь при использовании совместимых светодиодных устройств подача газа аргона происходит только с помощью высокочастотного коагуляционного тока (SPRAY),

Технические данные:

Входное напряжение: 90-240 V,

Частота сети: 50/60 Гц,

Электрическая входная мощность: 70 ВА,

Управление потоком: 0.2 - 10 LPM,

Максимальное давление на входе: 3,0 бар (43,5 фунтов на кв. дюйм),

Класс электротехники: I CF,

Размер WxHxD мм: 470x150x400,

Вес: 8 кг,

У него есть действующий Технический паспорт,

Гарантия 12 месяцев,

