



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



MicroPlasma (Produkt nowy)

Новое,
Польское производство,
Устройство для обработки плазменного пучка - оно имеет множество особенностей, отличающих его от других устройств.
Отличная альтернатива скальпелю. Поражения кожи можно вырезать скальпелем, но гораздо лучше обрабатывать их плазменным лучом и таким образом удалять. Еще одной проблемой чисто эстетического характера является уменьшение морщин и блефропластика. Никакой другой метод не дает таких эффектов, как коагуляция ткани с пучком плазмы.
Основные приложения:
Удаление глазных капель,
Устранение морщин над верхней и нижней губой - так называемые "курительные морщины",
Удаление микро морщин в области глаз и ушей (вороньи лапки),
Устранение вялой кожи вокруг локтей и колен,
Удаление всех повреждений кожи:
себорейные бородавки,
...гемангиомы,
фибромы,
желтых,
курица,
Исправление мелких, выступающих шрамов,
Снижение обесцвечивания кожи (остеаны),
Устранение симптомов гиперкератоза, т.е. чрезмерного кератоза эпидермиса,
Используется при лечении прыщей,
Характеристики:
Плазма, образующаяся при контакте электрода прибора с кожей пациента, производит тепловой эффект и, как следствие, коагуляцию белков и испарение тканей,
Лечение не вызывает кровотечения, так как коагулированные емкости немедленно закрываются,
Это почти безболезненно и безопасно для пациента,
Высокая точность прибора позволяет контролировать рабочее поле и глубину проникновения луча, что делает MicroPlasma отличной альтернативой скальпелю,
MicroPlasma полностью беспроводная,
Пассивного электрода нет,
Батарейный блок питания,
Четкий индикатор уровня заряда батареи,
Зарядка с помощью зарядного устройства USB в стандарте Quick Charge 2.0,
Магнитный зарядный разъем на устройстве защищает его от поломки и позволяет легко и быстро подключить зарядное устройство,
Экономия энергии - когда устройство не используется, оно переходит в спящий режим и сигнализирует о снижении энергопотребления, а через некоторое время отключается,
Штатив позволяет безопасно разместить MicroPlasma в промежутке между процедурами и во время зарядки,
Алюминиевый кейс защитит вашу MicroPlasma во время транспортировки,
Технические данные:
Эргономичная форма для надежной фиксации - всего 135 граммов,
Батарейный блок питания,
Интуитивное управление - четкий, цветной OLED дисплей
Девятиступенчатый контроль мощности,
Плазменный генератор с автоматической регулировкой напряжения обеспечивает постоянную мощность пучка и безопасность во время обработки,
Обширная система программной и аппаратной безопасности,
Система MagClick™, которая фиксирует электрод в головке, обеспечивает быструю замену,
Одноразовые стерильные электроды для обработки диаметром 0,15 мм обеспечивают точное нацеливание пучка плазмы,
Встроенный аккумулятор мощностью 8 Вт/ч позволяет проводить процедуры в течение всего дня без подзарядки,
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,

