



Лапароскопический насос AESCULAP PROMIS LINE FLUID 2 (Rekondycjonowany (używany))

Использовался, в очень хорошем состоянии,

Немецкое производство,

Источник питания: 230 В,

Частота: 50/60 Гц,

Потребление электричества: 70 W,

Это передовая система, обеспечивающая максимальную безопасность пациента. Благодаря простому и интуитивному управлению она повышает комфорт и безопасность на рабочем месте и, таким образом, обеспечивает полную функциональность,

Максимальная мощность промывки и всасывания: 500 мм рт.ст,

Диапазон расхода: 0 - 1000 мл/мин,

Размеры: 305 x 135 x 328 мм,

Вес: около 10 кг,

Руководство пользователя на разных языках (PDF),

Он выдал действующий технический паспорт,

Гарантия:

6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,

1 месяц на международный рынок,

Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, лизинг, кредит, займ.

