



Артроскопический насос OLYMPUS SRURGIPUMP (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,

Немецкое производство,

Источник питания: 230 В,

Частота: 50/60 Гц,

Потребление энергии: 70 W,

Это передовая система для максимальной безопасности пациента. Благодаря простому и интуитивному управлению, она повышает комфорт и безопасность на рабочем месте и, таким образом, обеспечивает полную функциональность,

Максимальное давление перекачки: 500 мм рт.ст,

Диапазон расхода: 0 - 1600 мл/мин,

Размеры: 32,5 x 28,5 x 11,5 см,

Вес: 7,3 кг,

У него есть действующий Технический паспорт,

Гарантия:

6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,

1 месяц на международный рынок,

Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

