



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Диагностическая и лечебная лампа PRAISTECH (Rekondycjonowany (używany))

Подержанный, хорошее техническое состояние,
Польское производство,
Источник питания: 230 В,
Частота: 50/60 Гц,
Сила лампочки: 60 W,
Гибкая рука длиной: 22 см,
Диаметр навеса: 20 см,
Ручная регулировка высоты в диапазоне: 49 см,
Максимальная высота: 200 см,
Диаметр основания: 30 см,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:

6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,

1 месяц на международный рынок,

Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

