



## **Спирометр МИР СПИРОЛАБ (Rekondycjonowany (używany))**

Б / у, в очень хорошем техническом состоянии,  
Итальянское производство,  
Электропитание: 230 В,  
Частота: 50/60 Гц,  
Потребляемая мощность: 20 ВА,  
Не требует калибровки,  
Устройство измеряет следующие параметры: VC, ERV, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25 / 75, FET, FEV1, FEV1%, FIV1, FIVC, FIV1%, FVC, IVC, MVV, PEF, PIF, EXT,  
Простая и понятная панель управления,  
Цветной ЖК-дисплей: 16 строк x 20 символов (128 x 160 пикселей),  
Встроенный термопринтер с шириной бумаги 110 мм,  
Ширина печати: 80 мм,  
Возможность подключения к ПК через интерфейс RS232,  
Расход: +/- 20 л / с,  
Точность потока: +/- 5% или 200 мл,  
В комплект входят:  
Центральная,  
Преобразователь с кабелем,  
Переходник турбины,  
Многоразовая турбина,  
Шнур питания,  
Руководство пользователя на английском языке (PDF),  
Размеры: 350 x 280 x 112 мм,  
Вес: 4,9 кг,  
Кошка 01,  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия:  
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,  
1 месяц для международного рынка,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

