



### **Источник света AOHUA LG150-2 (Rekondycjonowany (używany))**

Подержанный, хорошее техническое состояние,  
производства П.Р.К,  
Источник питания: 230 В,  
Частота: 50/60 Гц,  
Мощность: 250 ВА,  
На корпусе есть местные царапины краски,  
Дизайн с двойной галогенной лампочкой 15 В / 150 Вт,  
Переключение источника света на передней панели,  
10-шаговый контроль интенсивности,  
Освещение:  $\geq 70000$  Lx,  
Цветовая температура:  $\geq 3200$  K,  
Давление воздушного насоса: 30 - 60 кПа,  
Поток воздуха: 4 - 10 л/мин,  
Встроенный воздушный насос для гастроскопии,  
Держатель для бутылок с водой,  
Шнур питания в комплекте,  
Размеры: 38 x 41 x 14,5 см,  
Вес: 11 кг,  
У него есть действующий Технический паспорт,  
Гарантия:  
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,  
1 месяц на международный рынок,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

